

Концентрат моющей жидкости для очистки виниловых пластинок Analog Renaissance AR-12010

Позволяет приготовить большой объем моющей жидкости для очистки коллекции винила. Концентрат разбавляется по указанной формуле дистиллированной водой. Для достижения максимального эффекта можно применять в неразбавленном виде. Готовая жидкость подходит для очистки всех типов пластинок, включая граммофонные. Готовый состав может использоваться во всех типах моющих машин: ультразвуковых, механических, ручных. Быстро испаряется. Не имеет запаха. Не токсично.

Применение: Развести концентрат дистиллированной водой по указанной формуле.

	5L	4L	3L	2L	1L
AR (Л)	0,1	0,08	0,06	0,04	0,02
ВОДА (Л)	4,9	3,92	2,94	1,96	0,98

Меры предосторожности: При попадании в глаза и на кожу – смыть струей воды. Хранить при положительной температуре в закрытой таре. При размораживании не теряет своих свойств.

**Произведено по заказу и под контролем ООО «Аналог Ренессанс».
109004, РФ, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 42. Тел. : +7 (495)
150-22-53 www.lpclear.com**

Изготовитель: ЗАО «Промбаза», 301365, РФ, Тульская область, г. Алексин, ул. Металлистов, д.10.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

ТУ 2383-001-18579443-2016.

СГР № ВУ.70.06.01.015.Е.002794.07.16

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Срок годности: 3 года. Дата изготовления и номер партии: см. на упаковке.